

DIPHOTERINE®

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid. Vatten har dessutom en begränsad förmåga att späda ut och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien.

Med en omedelbar neutralisering så hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställda då även kläder neutraliseras, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel.



UNIK SPOLVÄTSKA

Diphoterine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid (lut). Diphoterine® är även verksam mot lösningsmedel, oxidanter och kelaterare och har testats effektiv mot över 1.100st kemikalier.

Diphoterine® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt attraherar och oskadliggör kemikalien. Tack vare dess amfoteriska och hypertona egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie från vävnaden.

RIKTAD BEHANDLING

Diphoterine® finns i flera utföranden och kan användas över hela kroppen; på huden, i ögonen, i munhålan och i hörselgången. Det är en CE märkt medicinteknisk produkt som är godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt EN15154-3/4 och dess positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6.



SNABBFAKTA

För behandling vid kemiska olyckor.

CE CE märkt medicinteknisk produkt.

Godkänd ersättare till fasta ögon- och nödduschar enligt EN 15154-3/4.

Effektiv mot över 1.100st kemikalier.

Lika effektiv mot syror som mot baser.

Kan användas i ögonen, på huden, i munhålan och i hörselgången.

För engångsbruk.

Hållbarhet 2 år.

“DE FLESTA OLYCKOR HÄNDER INTE, VI LÅTER DEM HÄNDA...”

DIPHOTERINE®

PRODUKTÖVERSIKT



DIPHOTERINE® SIEW

Art. nr 99-2-01

Diphoterine® SIEW 50ml är en bärbar ögon-dusch som är avsedd för att påbörja omedelbar Första Hjälpen behandling och neutralisering av kemikalier i ögat inom 10 sekunder efter ett kemikaliestänk. Kan kombineras med tillhörande läderhölster med clips för montering t.ex. i bältet.



DIPHOTERINE® MINI OCH MICRO

Art. nr 99-2-03 / 99-2-02

Diphoterine® Mini (200ml) och Micro (100ml) är sprayflaskor avsedda för att påbörja Första Hjälpen behandling och neutralisering av en mindre kroppsdel (t.ex. ansikte eller arm) inom 60 sekunder efter ett kemikaliestänk. Kan kompletteras med tillhörande vägghållare eller läderhölster.



DIPHOTERINE® FLASKA

Art. nr 07-2-26

Diphoterine® 500ml flaska är avsedd för att påbörja Första Hjälpen behandling och neutralisering av kemikalier i ögat inom 60 sekunder efter ett kemikaliestänk. Kan kompletteras med tillhörande bärväska (kombinerad midje- eller axelväska).



DIPHOTERINE® PÅSE

Art. nr 99-2-25

Diphoterine® 500ml påse med tillhörande slangklämma och ögonkopp. Avsedd för att påbörja Första Hjälpen behandling och neutralisering av kemikalier i ögat inom 60 sekunder efter ett kemikaliestänk. Diphoterine® Påse rekommenderas för sjukvården. Kan kompletteras med tillhörande bärväska (kombinerad midje- eller axelväska).



DIPHOTERINE® SKÖLJSTATION

Art. nr 11-2-27

Den väggfasta sköljstationen innehåller 2st 500ml flaskor med Diphoterine® för att neutralisera och skölja bort stänk i ögonen, samt en 200ml Diphoterine® Mini sprayflaska för mindre stänk på huden (t.ex. ansikte eller arm).



DIPHOTERINE® DAP

Art. nr 99-2-75

Diphoterine® DAP 5L är en fristående, bärbar dusch som är avsedd för att neutralisera och skölja bort ett större kemikaliestänk över hela kroppen. Behandling skall påbörjas inom 60 sekunder efter att en olycka har inträffat.

TILLBEHÖR & RESERVDELAR

Diphoterine DAP 5L, utbyte efter användande	Automatisk Portabel Dusch, plåt, hållbarhet 2 år, översköljningsdusch för hela kroppen	Art.nr: 99-2-76	Läderhölster till 50ml Diphoterine	Läderhölster för Diphoterine 50ml Siew, fästes i bältet	Art.nr: 07-0-01
Diphoterine DAP 5L, utbyte efter utgångsdatum	Automatisk Portabel Dusch, plåt, hållbarhet 2 år, översköljningsdusch för hela kroppen	Art.nr: 99-2-77	Läderhölster till 100ml Diphoterine	Läderhölster för Diphoterine 100ml Micro, fästes i bältet	Art.nr: 01-0-02
Skyddsskåp DAP 5L	Skyddsskåp, plast, passar både Diphoterine och Hexafluorine. Finns även med värme / EX-klassat.	Art.nr: 03-0-60 03-0-60V 03-0-60VEX	Läderhölster till 200ml Diphoterine	Läderhölster för Diphoterine 200ml Mini, fästes i bältet	Art.nr: 01-0-03
Midjeväska till 500ml Diphoterine	Midje/Axelväska i tyg för Diphoterine 500ml påse eller 500ml flaska	Art.nr: 07-0-26	Vägghållare till 100/200ml Diphoterine	Vägghållare i plast, orange. För 1st 100ml eller 200ml Diphoterine sprayburk	Art.nr: 10-0-03

Ny DAP inkluderar skyddsskåp, sax, handskar, och en skylt med ögonsymbol. Varje DAP har ett specifikt nummer för id. Utbytes DAP inkluderar sax och handskar.



Medical Care System framställer och distribuerar högkvalitativa och lättillgängliga Första Hjälpen produkter för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid behandling av kemiska och termiska brännskador i ögonen och över hela kroppen. Vi genomför också kundanpassade riskinventeringar och utbildningar i syfte att sprida kunskap om kemiska och termiska risker och hur man undviker dessa, samt på bästa sätt omhändertar skadade i händelse av olycka. www.medicalcare.se